

Vitrex Injektiopyyhe

Antiseptiseen ihon puhdistamiseen

Tuote-esite



TUOTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

- Vitrex injektiopyyhkeet ovat helppo ja kätevä tapa puhdistaa iho ja auttaa torjumaan bakteereita puhdistuskohdassa.
- Käytetään antiseptiseen ihon puhdistukseen ennen rokotuksen tai verinäytteen ottoa.
- Kukin alkoholipyyhkeistä on yksittäin pakattu ja kertakäyttöinen käyttömukavuuden ja turvallisuuden vuoksi.

KIELET:

Tuotteen etiketissä on ohjeet seitsemällä kielellä:

- suomi
- ruotsi
- englanti
- ranska
- saksa
- espanja
- norja

TEKNISET SPESIFIKAATIOT

Kuvaus	Koko	Pakkaus	Koostumus	Tuotenumero	Identifikaatio
Injektiopyyhe	30x30 mm, 2-krs	100 kpl	82% Etanoli	V521413	1U8K-YGJD-J103-YQRW

Käyttöaika 5 vuotta

KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet: pyyhi iho injektiopyyhkeellä. Anna kuivua 1-3 minuuttia, kunnes alkoholi on haihtunut iholta.

SÄILYTYS

Pakutat alkoholipyyhkeet tulee säilyttää kuivissa ja ilmastoiduissa tiloissa ilman myrkyllisiä, haitallisia tai syövyttäviä aineita.

LAATU

Säännelty Biosidivalmisteasetuksen (BPR, asetukset (EU) 528/2012) 22.5.2012 mukaisesti; koskee biosidituotteiden markkinoille saattamista ja käyttöä.



Kuljetuslaatikko

Lava

Pakkaus:

Paketti
Kuljetuslaatikko
Lava

100 kpl
100 pkt
40 Itk