

Tuotenumero 29048507



Classic

## Tutkimuskäsineet, ABENA Classic Sensitive, XL, musta, nitrili, puuteriton

- ✓ Joustava
- ✓ Erittäin pehmeä
- ✓ Käteen hyvin istuva
- ✓ Ohut käsine antaa hyvän tuntoherkkyyden
- ✓ Musta



### Tuotekuvaus

Joustava tutkimuskäsine, joka istuu käteen hyvin ja antaa hyvän tuntoherkkyyden. Voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten siivoukseen, hoito-  
tehtäviin, ruoan käsittelyyn, laboratoriotyötehtäviin, lääkkeiden käsittelyyn, sytostaattien ja hormonivoiteiden käsittelyyn. Ei sisällä lateksiprotei-  
neja, joten käyttö on turvallista myös lateksiallergiatapauksissa.



MEDIUM  
GRIP



EN EN AQL  
420 455 1.5

EN374-5:2016



374-1:2016/  
type C



### Tuot ominaisuudet

Lyhyt nimi	Tutkimuskäsineet
Brändi	ABENA
Alabrändi	Classic Sensitive
Koko	XL
Väri	Musta
Ominaisuudet	Karhennetut sormenpäät, lateksiton, keskitason pito, rullareuna, herkkä
Ominaisuudet	Puuteriton
Yksi vai useampi käyttökerta	Kertakäyttöinen
Materiaali	Nitrili
Ainesosat/koostumus	Nitrili-butadienikumi
Tekniset ainesosat	Nitrile NBR
Pituus/syvyys	240 mm
Leveys	115 mm
Nettopaino	3.5 g
Paksuus	0,05 +/- 0,02 mm
Todistukset	CE, Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, CAT I, MD
CE-luokitus	CAT I
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	EN 455, EN 420, EN ISO 374-1:2016 Type C K, EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745, (EU) 2016/425, (EY) N:o 1935/2004, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EY) N:o 2023/2006
Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	5 vuotta
Säilytysohjeet	Varastointi kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmössä.

**Tuotteen hävittämishjeet**

Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

**Pakkauksen hävittämishjeet**

Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

**Käyttöohjeet**

Tarkista käsi- ja kasineet mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

**Pakkaustiedot**

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	1000 kpl	26 cm	25.2 cm	25.2 cm	5703538355516
pkt	100 kpl	0 cm	0 cm	0 cm	5703538355523
paria	2 kpl	0 cm	0 cm	0 cm	
kpl	1 kpl				



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



CAT I -luokan henkilösuomaimet ovat tuotteita, jotka sietävät vain minimaalisen riskin.



Ei sisällä lateksia.



Karhennetut sormenpäät.



Käsineessä on keskivahva pito.



Käsineen pituus on 240 mm.



Standardi määrittelee suojakäsineiden vaatimukset suhteessa yleisiin vaatimuksiin ja testimenetelmiin.



EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsineet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsineitä koskevat vaatimukset.

EN374-5:2016



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsineen kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpipääsyä.

374-1:2016/



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tyyppi C on testattu vähintään 10 minuutin tunkeutumisajan suhteen sodium hydroxide -kemikaalille.