



Luer-lock. Turvallinen liitin, joka minimoi roiskeiden ja tahattoman altistumisen riskin. Virtsarakkoon annettavat liuokset pidetään täysin suljetussa tilassa.**



LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™ Pintarakenne. Se takaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.¹

Sileät silmäaukot.²

Käyttötarkoitus

Kertakäyttöinen hydrofiilinen LoFric®-virtsakatetri on tarkoitettu toistuvaan virtsarakon sisäiseen liuoksen antoon.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu etyleenioksidikaasulla. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Pakkaus

Laatikossa on 30 tai 10 yksittäispakattua katetriä. Kuljetuspakkaus sisältää joko 4 tai 2 laatikkoa.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite: polyvinyylipyrrolidoni (PVP) ja natriumkloridi (NaCl).

Katetri: polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Yksittäispakkaus: lakattu paperi, laminaattikalvo polypropyleeniä (PP) / polyamidia (PA) / polyetyleenä (PE).

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
407 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
407 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
407 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
407 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
408 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
408 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
408 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
408 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
409 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
440 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 08
440 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 10

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988.

2. Lundgren et al. 2000; Newman et al. 2018.

** Käytä vain liuoksia, jotka on hyväksytty virtsarakon sisäiseen antoon, ja noudata käyttöä koskevia ohjeita.

Me Wellspectissä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat ihmisten elämää. Olemme sitoutuneet kannustamaan käyttäjiämme itseluottamuksen ja itsenäisyyden kasvattamiseen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 30 vuoden ajan LoFric® ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Luomme virtsarakon ja suoliston hallintaan tarkoitettuja luotettavia ja helppokäyttöisiä tuotteita, joilla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Pyrimme intohimoisesti tulemaan ilmastoneutraaliksi ja tekemään tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. He innostavat meitä jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A real difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja käynnistämästämme Advancing Continence Care Together (ACCT) -ohjelmasta on osoitteessa [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi).

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

