

## Prima Micro 3000 mikrokuitupyhye

### Kostutusohjeet (viitteelliset)

Koko	Käyttöliuoksen määrä / pyyhe <b>NIHKEÄ</b>	Käyttöliuoksen määrä / pyyhe <b>KOSTEA</b>
37 x 40 cm sininen	<b>10 ml</b>	<b>30 ml</b>
37 x 40 cm punainen	<b>10 ml</b>	<b>30 ml</b>

#### Kostutusmenetelmä

1. Ota riittävä määrä mikrokuitupyhykeitä.
2. Taita jokainen pyyhe yhden kerran ja laita taitellut pyyhkeet kannelliseen siivoussankoon. Vaihtoehtoisesti laita taittamattomat pyyhkeet puhtaaseen muovipussiin.
3. Kaada käyttöliuos tasaisesti yo. taulukon mukaisesti pyyhkeiden päälle.
4. Sulje pussin suu tai aseta kansi sangon päälle ja anna kosteuden tasoittua 5-10 min.